

Utworzono: 23.04.25

Kryteria przyjęcia próbek do Pracowni Chemicznego Badania Pasz

Do badań przyjmowane są próbki pasz:

- jednoznacznie oznakowane przez zleceniodawcę i zgodne z opisem zawartym w dołączonej dokumentacji,
- każda z dostarczonych próbek zawiera jednoznacznie podany kierunek(i) badań,
- zawiera informacje o rodzaju próbki i przeznaczeniu (pasza, dla jakiego gatunku zwierząt, premiks — jaki, ilu procentowy, pasza uzupełniająca itp),
- przy badaniach potwierdzających zawartość — podać deklarowaną lub oczekiwaną zawartość oznaczanego składnika, lub **dołączyć deklarację zawartości**,
- w przypadku oznaczania kokcydiostatyków określić rodzaj mieszanki: **pasza docelowa, pasza nie docelowa, mieszanka czyszcząca, itp.**

Opakowanie próbek przyjmowanych do badań:

- powinny być: szczelne, czyste, suche, bezwonne, zabezpieczające próbkę przed zmianą właściwości,
- próbki do badań „w obszarze regulowanym prawnie” w kopertach „bezpiecznych”, lub zaplombowane i ostemplowane.

Wielkość próbki do badań:

- próbka do badań powinna mieć ok. 500 g lub 500 ml,
- w przypadku badania homogeniczności, należy określić pierwiastek czy związek względem którego ma zostać obliczona homogeniczność oraz dostarczyć 6 próbek, po minimum 100 g (preferowane 200g)
- Przy wielu kierunkach oznaczeń i małej próbce należy skontaktować się z KP, lub osobą upoważnioną w celu ustalenia, czy otrzymana próbka wystarczy dla wykonania zleconych badań.

Badania w Pracowni Chemicznego Badania Pasz są wykonywane w materiale suchym. Badanie próbek płynnych jest możliwe po ustaleniu z KP lub asystentem pracowni.

Uwaga!!!

Do badania nie przyjmujemy próbek płynnych na bazie glikolu czy gliceryny, gdyż posiadana metodyka nie pozwala na mineralizację tego typu próbek.

Przechowywanie próbek do rozpoczęcia badań:

- zgodnie z zaleceniami producenta paszy; z reguły pasze ze składników stabilnych — w pomieszczeniu suchym i zaciemnionym, w temperaturze pokojowej,
- pasze o małej stabilności w temp. 0 - 8 °C,
- kiszonki i sianokiszonki po pobraniu należy zamrozić i dostarczyć do pracowni z wkładami chłodniczymi.

Dokumentacja towarzysząca próbce:

- zlecenie wypełnione przez zlecniodawcę,
- jeśli to istotne: pisma przewodnie, protokoły pobrania próbek,
- deklaracje producenta/ etykieta produktu.

Czas wykonania zleconych badań:

- W przypadku prób dostarczanych przez klientów indywidualnych, czas na wykonanie oznaczenia wynosi do 10 dni roboczych. W szczególnych przypadkach (w przypadku jednej próbki: duża ilość oznaczeń, awaria sprzętu, duże obciążenie pracą) , czas ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
- W przypadku prób urzędowych, czas na wykonanie oznaczenia wynosi do 30 dni roboczych. W szczególnych przypadkach (awaria sprzętu, duże obciążenie pracą) czas ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.

Dane wymagane do zapisania w sprawozdaniu z badań muszą być zapisane na komputerze lub na maszynie. Zapisy odręczne i nieczytelne nie będą przenoszone do sprawozdania z badań.